

happylegs ®



Correas
Foot Straps
Sangles
Fußhalterriemen
Cinghie
Fitas

www.happylegs.es



Correas Sujeta Pies

1. Introduzca la correa con el logotipo de happylegs hacia arriba, entre los pedales y el cuerpo de la máquina.



2. Pase el extremo del logo por la hebilla de la correa y ajústelo a su gusto para que la sujeción sea eficaz y cómoda.





Foot Strap

1. Position the foot strap so that you can read the Happylegs logo between the pedals and the outer case of the machine.



2. Place your foot on the pedal, position the end of the foot strap into the top of your foot or shoe and then fasten the Velcro foot strap accordingly.

