

**happylegs!**   
la máquina de andar sentado



**Correas Sujetapiés**  
**Foot Straps**  
**Sangles à scratch**

- INSTRUCCIONES
- USER MANUAL
- MODE D' EMPLOI



## Correas Sujetapies

Para sujetar los pies a los pedales

1. Introduzca la correa con el el logotipo de happylegs hacia arriba entre los pedales y el cuerpo de la máquina



2. Pase el extremo de la correa por la hebilla, ponga el pie sobre el pedal y ajuste la correa con el velcro a su medida para que la sujeción sea eficaz y cómoda.





## Foot Straps

To hold the feet onto the pedals

1. Insert the foot strap logo upwards into the hollow of the pedals and the machine, so that you can read the logo "happylegs" correctly.



2. Put your feet on the pedals, pass the end of the strap by the buckle and fasten the velcro adjusting it to your measure and comfort.





## Sangles à scratch

Pour tenir les pieds aux pédales

1. Insérez chaque sangle avec le logo de happylegs correctement visible vers vous, entre le pédale et le boîtier de la machine.



2. Placez vos pieds sur les pédales, passez les sangles avec le logo par la boucle et ajustez la fixation de vos pieds à votre goût et confort.

